



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa domiciliaria de bipedestación BLUE WAYUP con apertura de patas

ref: AD897

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-domiciliaria-de-bipedestacion-blue-wayup-con-apertura-de-patas>



Esta grúa de bipedestación eléctrica está pensada para ayudar a levantar y transferir a los usuarios de forma segura y cómoda. Este modelo es extremadamente estable, y tiene una elevación suave. Incluye batería de plomo, ruedas grandes para mejor desplazamiento y sistema de bajada de emergencia.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia




La elevación se realiza desde las lumbares, evitando la presión en las axilas.
-Ideal para uso domiciliario. Compacta y de gran maniobrabilidad.
-Adecuada para espacios reducidos.



SOPORTE DE RODILLAS

Soporte de rodillas ergonómico fabricado en material textil y espuma para proteger las rodillas vulnerables.
Equipado con una correa de pantorrilla como estándar para asegurar las piernas.



- A. Longitud Total: **100 cm**
B. Altura Mínima: **74.5 cm**
C. Altura Máxima: **117 cm**
D. Altura Asa Empuje: **99 cm**
E. Altura de la base: **11.5 cm**
F. Ancho Mínimo de la Base: **57 cm**
G. Ancho Máximo: **81 cm**
H. Diámetro/Radio de giro: **112 cm**



kg

Total
32



kg

Máximo
150

