



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín posicionador lumbar

ref: H4125

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cojines-lumbares/cojin-posicionador-lumbar>



Este cojín lumbar ha sido diseñado para mejorar la postura y aliviar la espalda. Actúa como un soporte ergonómico lateral. Cómodo y totalmente ajustable. Universal para todo tipo de sillas y usuarios.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	H4125
Dimensiones	41 x 40 cm

