

## Silla de ducha 'Levina 600'

ref: AD810

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-levina-600>



La silla de ducha LEVINA con ruedas grandes de 600 mm y con aros para que el usuario pueda propulsar la silla. Resistente. Muy ligera y fácil de maniobrar. Una silla pensada para facilitar las tareas de la higiene personal: la silla se puede colocar directamente encima del inodoro o bien utilizar la cubeta incluida. Una silla cómoda gracias al asiento con tapa incluida y respaldo blandos de tacto cálido. Asiento higiénico en forma de U que facilitar el acceso. Los brazos son acolchados y abatibles para facilitar la transferencia lateral. Los reposapiés, son abatibles y extraíbles. También son regulables en altura



aluminio



Producto  
inoxidable



kg  
Total  
18



kg  
Máximo  
120



Montaje sin  
herramientas

### Tabla de medidas y modelos



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Modelo	Ancho total	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento	Alto respaldo	Fondo total	Alto total
AD810	64 cm	44 cm	42 cm	54 cm	47 cm	97 cm	93 cm

