

Bolsa 'Black - Pack'

ref: MLO-1

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/bolsas-y-mochilas/bolsa-black-pack>



Diseñada por Case Logic para personas dinámicas y activas. La cinta de ajuste se puede regular de 35 a 56 cm de largo.

Fondo: 2 cm.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Ancho	Fondo	Cinta regulable
--------	------	-------	-------	-----------------



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

MLO-1

20 cm

46 cm

2 cm

de 35 a 56 cm

