

Banqueta de baño 'Medici'

ref: H1180

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-y-tablas-de-banera/banqueta-de-bano-medici>



Asiento de anchura regulable para adaptarse a cualquier bañera. Fabricado en plástico y acero inoxidable. Los pies de goma antideslizante y el diseño de los listones del asiento que permiten el drenaje del agua le confieren una seguridad óptima.



Producto
inoxidable



kg
Total
2



kg
Máximo
130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento	Ancho entre patas	Fondo entre patas
H1180	48 - 61 cm	33 cm	31 cm	31,5 cm	33 cm