

Cama 'Gala'

ref: AD985D

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/camas-electronicas/cama-electronica-de-altura-regulable-gala>



Altura variable manualmente de 31cm a 46 cm para adaptarse a diferentes individuos y necesidades. Somier de lamas de madera de 4 planos de apoyo controlado por un mando a distancia. Estructura muy resistente, diseñada específicamente para su utilización en instituciones, para la asistencia domiciliaria así como para el alquiler. Altura graduable manualmente de 31 a 46 cm



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Longitud total	Ancho total
AD985L	200cm	105cm



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Accesorios



- Cabezales de madera (Conjunto)



- Trapecio para cama 'Gala'