

Pijama senior con cremallera

ref: CR0023

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/varios-descanso/pijama-senior-con-cremallera>



Especialmente indicado para pacientes con incontinencia y/o demencia y para proteger la piel a los pacientes que se autolesionan rascándose. Incorporan una cremallera (protegida del contacto directo con la piel) en la parte interior de las piernas, cosida de manera que el paciente no puede abrirla y manipular los empapadores; sin embargo el personal auxiliar puede cambiar fácilmente los pañales sin necesidad de quitar el pijama.

Disponibles en tres tallas.

67% Poliéster 33% Algodón

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Talla
RC001	Pequeño



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

RC002	Mediano
-------	---------

RC003	Grande
-------	--------

