



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín de posicionamiento cilíndrico con arco abductor

ref: H8550

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sistemas-de-posicionamiento/cojin-de-posicionamiento-cilindrico-con-arco-abductor>



Utilizados conjuntamente estabilizan y mantienen una cómoda postura decúbito dorsal y actúan como abductor.

El cilindro puede utilizarse individualmente para diversos posicionamientos y de diferentes maneras, en especial debajo de las rodillas.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Arco abductor	Cilindro
H8550	62 x 32 cm	60 x 20 cm

