

Cojín viscoelástico anatómico 'Visco Form'


ref: C7.

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cojines/cojin-viscoelastico-anatomico-visco-form>



80
kg/m³

Funda de Poliuretano



Cojín viscoelástico anatómico que alivia las presiones, actuando para prevenir la aparición de escaras en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo a la vez que, gracias a su forma anatómica, proporciona una gran estabilidad y ayuda a mantener una buena postura. Funda de PU (poliuretano) transpirable e impermeable a la vez.

Cualidades:

- Mejor distribución de las presiones, la reducción de la presión transcutánea en zonas de alto riesgo facilitando la circulación sanguínea.
- Mejora la comodidad y la estabilidad.
- Con una densidad muy alta de espuma viscoelástica (80kg/m³) evita la deformación y alarga la vida útil del cojín.

El cojín VISCOFORM puede ser utilizado:



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Esté presente ya la úlcera por presión (fase I a II). La persona requiere cambiar de posición para alivio de los puntos de presión.
- Adecuado para prevención a personas con pasado histórico de úlcera por presión.
- Personas con parálisis del tronco o extremidades inferiores, y / o con sensación alterada o ausente de los miembros inferiores.
- Con alteración de la estabilidad frontal, y / o con ligeras asimetrías posturales y también con amputación de los miembros inferiores.

El cojín se puede utilizar sin necesidad de ajustes.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
C7B	45 cm	42 cm	8 cm

