



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Silla 'Supersilla'

ref: AD551

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas/silla-supersilla>



A menudo sentarse cómodamente es un problema para personas de tallas grandes, a veces el asiento es demasiado corto y a veces demasiado fondo y no consiguen llegar al respaldo. Se ha diseñado una silla que se pueda ajustar a cada individuo para más confort. El respaldo se puede mover 6 cm adelante / atrás para adaptarlo a cada uno.

La silla es fácil de mover de un sitio a otro porque utilizando acero ligero especial se ha conseguido una silla muy resistente a la vez que ligera.

Disponible en dos tamaños.



kg

Total
7



kg

Máximo
325





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Alto asiento suelo	Fondo asiento	Ancho total
AD551-61	61 cm	de 42 a 55 cm	de 40 a 52 cm	71 cm
AD551-71	71 cm	de 42 a 55 cm	de 40 a 52 cm	81 cm

