

Platos MANOY

ref: CR0053

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/utensilios-de-cocina/platos-manoy>



Platos con fondo en pendiente y pared alta, ideales para personas que solo pueden utilizar una mano o con dificultad para coger los alimentos con los cubiertos.

Lavable en lavavajillas.

No apto para microondas.

De melamina y forma oval.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción	Ancho	Largo	Peso
H5610	Pequeño	23 cm	16 cm	200 gr



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

H5612

Grande

28 cm

20 cm

440 gr

