


Tabla de bañera 'Extraplana'

ref: AD557

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-y-tablas-de-banera/tabla-de-banera-extraplana->



Tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el máximo posible el acceso en el caso de transferencia lateral. La superficie tiene un ligero relieve antideslizante. Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla por debajo a la anchura exacta de la bañera.



Sus soportes regulables permiten ajustarse a la anchura de la bañera



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo
AD557	72 cm	29 cm

Accesorios

-  Asidero supletorio para tabla ad557