



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Arnés envolvente.

ref: A916.

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/arneses/arnes-envolvente-->




Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado.

**Talla única.**





**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal Confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

[VER VIDEO AQUÍ](#)

