



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

'LIRA PLUS' Equipo para tratamiento de úlceras por presión

ref: AD998

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones-dinamicos/lira-plus-equipo-para-tratamiento-de-ulceras-por-presion>



Este sistema previene y trata las úlceras por presión, gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada y además puede utilizarse en tratamientos paliativos (del dolor) cuando esté prescrito por el médico.

El sistema se compone de compresor y colchón dinámico de tubos de 11 cm de alto, alternante con un ciclo de 6 minutos, recomendado para pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de medio a elevado.

El colchón de tubos, con funda, viene equipado con válvula de desinflado rápido (CPR) para usarlo en caso de emergencias, por ejemplo un paro cardíaco que precise atención inmediata.





CARACTERISTICAS DEL COLCHÓN

- Máximo peso usuario: 130 kg
- Dimensiones: 195 x 90 x 11 cm
- Materiales: Nylon / PVC
- Funda impermeable de Poliuretano

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR

- Presión regulable: 40 - 70 mm Hg
- Caudal: 8 litros / minuto
- Ciclo: 6 minutos
- Dimensiones: 12 x 26 x 8 cm

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD998	195 x 90 x 11cm	12cm	26cm	8cm	2,2kg

