



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla con WC SERVICE

ref: AD922

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-con-wc-service>



Silla de WC, con acolchado blando especialmente recomendada para aquellos que deben permanecer sentados durante largos periodos. Incluye cubeta de serie.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa.
Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está fuera de uso.
El sistema de extracción de la cubeta se efectúa levantando la tapa tapizada.
Las patas son regulables para adaptar el asiento a la altura del usuario.

Desmontable:
La silla SERVICE se desmonta sin necesidad de herramientas para poder transportar y almacenar fácilmente.

Asiento y respaldo blandos:
El asiento y el respaldo son impermeables para facilitar la limpieza y de tacto blando para un mayor confort.

8

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento de suelo	Ancho total	Fondo total	Ancho entre brazos
AD922	43cm	44cm	45 a 61cm	59cm	52cm	46cm

