



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Orinal femenino portátil URIFEM

ref: H7251

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/incontinencia-y-orinales/orinal-femenino-portatil-urifem>



Diseñado para adaptarse a la forma femenina, se puede utilizar tanto sentada como de pie.



- La tapa cierra con total seguridad impidiendo el goteo



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolsillo

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H7251	1.200 cc

