



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador con brazos xl

ref: AD500XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevador-con-brazos-xl>



Asiento amplio y de formas ergonómicas que se regula sobre el WC a la altura más cómoda para cada individuo. Portátil Se suministra desmontado



kg
Total
6



kg
Máximo
190



Montaje sin
herramientas

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | ANCHO TOTAL | ALTO ASIENTO | FONDO |
|---------|-------------|--------------|-------|
| AD500XL | 59cm | De 47 a 57cm | 46cm |