



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Alfombra para cama 'Care Mat' (110x70cm)

ref: RT01

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cuidado-de-mascotas/alfombra-para-cama-care-mat-110x70-cm>

El cuidado de personas afectadas por demencia senil representa un esfuerzo adicional. La prevención de caídas así como los riesgos derivados de la huida o la pérdida de orientación pueden reducirse de forma significativa con CARE MAT. CARE MAT es una alfombra sensible a la presión. Cuando se pisa activa una llamada luminosa o sonora que se transmite al cuidador o la enfermera. Esta podrá acudir inmediatamente para prestar su ayuda, evaluar la situación y evitar una eventual caída actuando con rapidez. De este modo se evita también la salida sin vigilancia de las distintas áreas. La alfombrilla tiene un emisor incorporado que se vincula con un receptor por ondas de radio (868 MGz). El cuidador conecta el receptor en cualquier enchufe de la casa y recibe unas señales acústicas, luminosas o ambas, según prefiera. El sistema se puede conectar también a los sistemas de alarma existentes en residencias. Ventajas y beneficios para el paciente / residente: • Prevención de caídas. • Libertad de movimientos sin restricciones ni sujeciones. • Mayor sensación de seguridad. Ventajas y beneficios para el cuidador / profesional: • Evita caídas debido a una rápida prestación de auxilio. • Mejor descanso nocturno / Menores rondas nocturnas. • Menor coste asistencial. No incluido el receptor RT03

