



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Banqueta PORTOFINO

ref: AD838

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/banqueta-portofino>



Con un diseño elegante y funcional a la vez, la moderna y versátil gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Asientos diseñados y fabricados en Italia con los mejores materiales, todos inoxidable y ligeros. Su concepción modular hace de esta gama justo lo que necesitamos, desde una silla completa a una banqueta, con o sin brazos, dependiendo de las necesidades y evolución de cada del usuario y de cómo éstas cambien.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**DISPONIBLE EN DOS COLORES**

2

120

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Alto total	Fondo total	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento	Color
AD838	57 cm	39 - 54 cm	36 cm	50 cm	30 cm	39 - 54 cm	Blanco
AD838-NEGRO	57 cm	39 - 54 cm	36 cm	50 cm	30 cm	39 - 54 cm	Negro





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Accesorios



- Asiento blando para banqueta y silla Portofino (A838F)

