

Asiento abatible PROFILO PLUS con patas

ref: AD711

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-abatibles/asiento-abatible-profilo-plus-con-patas>



Asiento ergonómico Made in Italy, de moderno diseño para hacer de la ducha una experiencia agradable, fácil y segura. Fabricado con el mejor material, aluminio y acero inoxidable, para ofrecer durabilidad y fácil limpieza. Abatible para ocupar el mínimo espacio cuando no se usan.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



aluminio



Producto
inoxidable



kg
Máximo
150

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Fondo asiento	Ancho asiento	Fondo hasta pared
AD711	47 cm	42 cm	52 cm

