

Grúa domiciliar de bipedestación WAY UP BLUE

ref: AD89.

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-domiciliar-de-bipedestacion-way-up-blue>




Grúa de bipedestación y traslado de dimensiones reducidas, diseñada para uso domiciliario. De fácil manejo y muy versátil.



Permite la higiene y el cambio de pañales, sin olvidar la facilidad de realizar transferencias de la cama a la silla o al WC. Para pacientes con menos tono muscular o menos estabilidad se pueden realizar las transferencias en posición sentado.

Ideal para uso domiciliario. Compacta y de gran maniobrabilidad. Adecuada para espacios reducidos. La elevación se realiza desde las lumbares, evitando la presión en las axilas.



COMPACTA

Especialmente desarrollada para espacios reducidos con su base extremadamente compacta (ancho de base de 59 cm), permite un fácil acceso para que el cuidador realice un cambio durante el baño.

Certificado CE, la BLUE WAYUP es una grúa bipedestadora de gama básica, fabricada en acero y cuya capacidad máxima de elevación es de 150 kg.

- Mango fijo para un ajuste fuerte.
- Soporte de rodillas de espuma para un cómodo apoyo.
- Ruedas de alta calidad para una mejor maniobrabilidad.

MEDIDAS

- A. Largo total: 94 cm
- B. Altura mínima de elevación: 79 cm
- C. Altura máxima de elevación: 123 cm
- D. Altura total: 95 cm
- E. Altura de la base: 8,5 cm
- F. Ancho base mínimo: 29,5 cm
- G. Ancho base máximo: 59 cm
- H. Diámetro de giro: 90 cm



Tabla de medidas y modelos

Modelo	AD899
--------	-------



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Accesorios



- Arnés bipedestacion 'Way up'