



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa de bipedestación compacta TORNEO II

ref: AD916

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-de-bipedestacion-compacta-torneo-ii>



Made in Germany, es una grúa fiable y una herramienta imprescindible en asistencia institucional y de uso intensivo. TORNEO es ideal para cambiar pañales, para vestir o desvestir y también es muy práctica para utilizar el WC. Es muy compacta y de reducidas dimensiones lo que la convierte en una grúa extraordinariamente maniobrable incluso en espacios reducidos donde moverse es un problema, por ejemplo, en los lavabos. TORNEO es cómoda, tiene dos blandas y cómodas almohadillas de PU para reposar rodillas y antebrazos.



kg

Total
36



kg

Máximo
150



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Fondo total	Alto total	Altura de patas	Rango de apertura patas
AD916	62cm	99cm	113cm	12cm	de 45 a 77 cm

