



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Banqueta multifunción MUSTANG

ref: AD928

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/varios-vida-diaria/banqueta-multifuncion-mustang>



Robusta silla fabricada en acero con asiento y respaldo con tapizados totalmente sellados. El asiento está ligeramente inclinado para que sea más fácil levantarse. Anchura entre brazos: 45 cm.



kg
Total
7



kg
Máximo
190

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto
AD928	52cm	41cm	54 - 70cm