



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Electroestimulador Digital

ref: H9410

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/Tensi%C3%B3metros-y-pulsioxímetros/electroestimulador-digital>



Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS). Electroestimulación muscular (EMS). Aumento del bienestar general. Con estuche incluido para conservación segura.

- 2 canales separados y ajustables con 4 electrodos autoadhesivos.
- 30 aplicaciones pre-programadas (TENS / EMS / masaje).
- 20 programas individuales ajustables (TENS / EMS).
- Tiempo de entreno ajustable.
- Pantalla retroiluminada con display de fácil uso.
- Diseño ergonómico con cinturón de clip.
- 4 electrodos autoadhesivos incluidos.
- Apagado de seguridad.

