



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla Basculante 'Elise'

ref: AD807

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/silla-basculante-elise>



La silla permite gran movilidad gracias a sus ruedas traseras de 12" (con freno) y delanteras de 8". Al bascular y liberar la zona del sacro de las presiones y repartirlas por la espalda favorece la profilaxis de las úlceras por presión y evita su aparición. El tapizado es resistente y fácil de mantener. Asiento reclinable con un pistón de aire. Funda de poliuretano impermeable. Mesita opcional A800/1 no incluida. Producto adecuado para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Ancho total	Fondo asiento	Alto respaldo
AD807	44cm	67cm	44cm	80cm

