



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Sistema de baño OTTER

ref: OT..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/sistema-de-bano-otter>



El sistema de baño Otter ha sido diseñado para darle al niño apoyo postural en la bañera o la ducha.



- Duradero y ligero. Chasis de plástico, fácil de limpiar.
- Tejido suave, fácil de montar para lavarlo a máquina.
- La silla se puede desmontar del soporte para bañar al niño sentado en ella directamente sobre la bañera.
- Asiento y respaldo regulable con 5 ángulos a elegir para adaptarse a los diversos requerimientos del usuario.
- Patas antideslizantes ajustables en altura hasta una altura de 18 cm para colocarlo a la altura ideal del cuidador.
- La altura puede ser ajustada con el niño en la silla.
- El sistema Uni-Bar permite hacer los ajustes en el asiento y en el respaldo con una sola mano.
- Las correas de las piernas permiten la abducción y aducción para optimizar el control postural.
- Dos correas de posicionamiento aseguran al niño al asiento.
- Los soportes en la cabeza son regulables en anchura y altura para mayor comodidad. Se pueden usar también como soportes laterales.
- Silla plegable para almacenarla fácilmente o transportarla.



La silla de baño Otter Pediatric proporciona apoyo y seguridad a los niños durante el baño. El Otter tiene un asiento y un respaldo ajustables en ángulo para adaptarse a las necesidades de posicionamiento de cada niño. Las patas son antideslizantes por seguridad y pueden elevar la silla 18 cm adicionales. La silla tiene soportes laterales regulables en altura y anchura que se pueden utilizar para posicionar la cabeza o el tronco.

TRES TALLAS DISPONIBLES

El sistema de baño pediátrico Otter está disponible en tres tamaños y opcionalmente con base para bañera o para ducha.

Hamaca plegable para almacenarla fácilmente o transportarla.



BASE CON RUEDAS PARA LA DUCHA OPCIONAL

Eleva la altura de la Otter. Válido para las tres tallas de silla. Estructura de aluminio robusta, ligera y manejable. Ruedas giratorias para facilitar su manipulación, con cuatro ruedas con frenos. Cierres sencillo: permite el montaje y desmontaje rápido.

Dimensiones:

- Ancho 69 cm
- Alto 53 cm
- Largo 84 cm



BASE PARA LA BAÑERA OPCIONAL

Un soporte para las tres tallas. Con esta base se eleva la silla a la altura más cómoda para el cuidador. Patas antideslizantes y plegables para un cómodo almacenamiento y transporte. Cierres sencillo: permite el montaje y desmontaje rápido.

Dimensiones:

- Altura ajustable de 13 a 25 cm
- Ancho 43 cm
- Largo 81 cm

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Tallas	Ancho asiento	Prof. asiento	Altura respaldo	Altura asiento	Altura usuario	Peso máx.
OT 1000	Sistema pequeño	37 cm	33 cm	45 cm	5 -18 cm	91 cm	30 kg
OT 2000	Sistema mediano	37 cm	33 cm	64 cm	5 - 18 cm	81 - 127 cm	55 kg
OT 3000	Sistema grande	37 cm	42 cm	81 cm	5 - 18 cm	117 - 173 cm	75 kg