



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Cubiertos 'Caring'

ref: H557.-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinco5-cubiertos-especiales/cubiertos-caring-cinco5>



Diseñados por terapeutas, los famosos cubiertos CARING están pensados para personas con poco agarre y movilidad limitada de la muñeca o los dedos. Su estudiada forma ayuda a estabilizar el utensilio y mejora sensiblemente el control direccional.


- Fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas.
- Largo del mango 127 mm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción	Peso
H5570	Cuchillo	50 gr
H5571	Tenedor	50 gr
H5572	Cuchara	60 gr
H55721	Cucharita curva	45 gr

