

# Cama 'Casa Med Classic FS Low'

ref: AD980DLOW

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/camas-electronicas/cama-casa-med-classic-fs-low>



Cama que permite la regulación electrónica con mando de la altura de la cama, del respaldo y de las piernas.

- Somier de cuatro planos



## Tabla de medidas y modelos

| Modelo    | LARGO TOTAL | ANCHO TOTAL | altura regulable |
|-----------|-------------|-------------|------------------|
| AD980DLOW | 214 cm      | 102 cm      | de 23 a 63 cm    |