



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Grúa MINI BLUE FLYER

ref: AD921

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-elevacion-y-traslado/grua-mini-blue-flyer-con-arnes>



La MINI BLUE FLYER es una grúa compacta, de dimensiones muy reducidas, con un ancho total de tan solo 54 cm lo que facilita el acceso a espacios muy reducidos.



Incorpora dos ruedas en la parte delantera y dos ruedas con frenos en la parte trasera. Es una grúa de grandes prestaciones, como las de gran tamaño, pero con dimensiones reducidas. Soporta un peso máximo de 150 kg y gracias al diseño del mástil aumenta el espacio entre la persona y el motor de la grúa, a la vez que permite un acceso cómodo al paciente cuando hay que elevarlo de la cama.

1. -Permite recoger a los pacientes desde el suelo.
- Elevación máxima hasta 160 cm del suelo.
 - Plegable, facilita el transporte y almacenaje.
 - Incluye arnés estándar de serie.

PERCHA DE 4 PUNTOS

Rotación de 360° de la percha para un posicionamiento fácil.

- Pacientes pequeños.
- Efecto envolvente.
- Instalación rápida de arneses
- Posicionamiento del paciente a 90° para transferir a un silla o silla de ruedas.

MANDO Y CAJA DE CONTROL

- 2 funciones simples (subida y bajada).
- Con indicador de nivel de batería en la caja de control.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	RANGO DE APERTURA	RANGO DE ELEVACIÓN
AD921	54 cm	100 cm	53 a 80 cm	57 a 160 cm