



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador de WC COMODE PRIMA

ref: AD500U

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevador-de-wc-comode-prima>



Práctico elevador de wc con patas regulables en altura de 40 a 60 cm. Asiento desmontable en forma de "U". Facilita la higiene íntima. Una de las patas cuenta con un mayor número de ajustes para adaptarse fácilmente a suelos o duchas irregulares. Esto permite un mejor nivelado, aportando mayor estabilidad, seguridad y comodidad en el uso diario.

CUBETA OPCIONAL.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO ENTRE BRAZOS	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO
AD500U	52 cm	58 cm	51 cm	de 40 a 60 cm