



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas respaldo reclinable TS1

ref: TS-1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-de-ruedas-respaldo-reclinable-ts1>



Nueva silla de ruedas con chasis rígido y respaldo reclinable con pistones de gas. Asiento y respaldo acolchados para un mayor confort y tapizados con material impermeables para facilitar la limpieza. Incorpora de serie una cubeta de gran capacidad. Los reposabrazos son extraíbles y las almohadillas están fabricadas con poliuretano de tacto suave. Ruedas de gran tamaño de 200x50 mm, lo que proporcionan la posibilidad de salir a exteriores y por sus reducidas dimensiones es apta para uso en interiores.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



RESPALDO RECLINABLE

El respaldo es reclinable hasta 50° con una sola mano, accionando una palanca situada en el asa del respaldo.

Incorpora dos pistones de gas, para que sea más fácil la reclinación del respaldo y pueda elegir cualquier posición simplemente soltando la palanca.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

17

120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO TOTAL	ANCHO ASIENTO	PROFUNDIDAD ASIENTO	ALTURA ASIENTO	ALTURA RESPALDO	RECLINACIÓN	ALTURA REPOSABRAZOS	LONGITUD TOTAL
TS-1	61 CM	44 CM	41 CM	54 CM	49 CM	50º	25 CM	100 CM

