



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Banqueta GENOVA asiento en U

ref: AD838U

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/banqueta-genova-asiento-en-u>



Con un diseño elegante y funcional a la vez, la moderna y versátil gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Asientos diseñados y fabricados en Italia con los mejores materiales, todos inoxidables y ligeros. Su concepción modular hace de esta gama justo lo que necesitamos, desde una silla completa a una banqueta, con o sin brazos, dependiendo de las necesidades y evolución de cada del usuario y de cómo éstas cambien.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Los asientos
PORTOFINO ahora
también
disponibles con
asiento con
apertura en U
para facilitar la
higiene. Gracias a
su diseño modular
se pueden
conformar los
asientos según
las necesidades y
gustos de cada
persona, desde
una banqueta a
una silla
completa.



aluminio



Total
2



Máximo
120



Accesorios

-  Asiento blando para banqueta y silla Portofino en U (A838UF)