

Silla de ducha CLEAN regulable en altura

ref: AD828L/G-4R

https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-clean-regulable-en-altura



Silla de ducha y WC de altura regulable que permite ajustar la altura del asiento de 48 cm a 60 cm para adaptarse a las necesidades y circunstancias particulares de cada persona, por ejemplo para facilitar las trasferencias o utilizar el lavabo.











Silla de ducha y wc cómoda, segura y fácil de usar. Cada detalle de la silla ha estado pensado para que cualquier situación sea de lo más fácil para el usuario y para el cuidador. CLEAN es una silla muy resistente y duradera. Las transferencias también son más fáciles, cómodas y sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento. Fácil de manejar, gira en espacios estrechos.



Práctica y fácil de maniobrar

Se coloca fácilmente sobre cualquier inodoro, incluso sobre los montados en la pared. La silla Clean de altura regulable que permite ajustar la altura del asiento de 48 cm a 60 cm. Los frenos en las ruedas delanteras se pueden accionar fácilmente cuando los de las ruedas traseras son de difícil acceso., por ejemplo, al colocar la silla Clean sobre el WC.



Reposapiés ergonómicos

Con formas anatómicas redondeadas, antideslizantes, de tacto cálido y envolventes por los lados. Como todos los detalles de la silla Clean los reposapiés están diseñados para proporcionar confort y seguridad al usuario y al cuidador, en este caso, alojar y proteger los pies desnudos. Regulables en altura y fácilmente escamoteables bajo la silla cuando no está en uso.



Fácil acceso

El asiento está totalmente abierto en la parte trasera, en vez de en la frontal. Este concepto, introducido por primera vez por Etac pensando en la dignidad de los pacientes y en facilitar la labor de los cuidadores, es el más popular en las instituciones de toda Europa. Facilita mucho al cuidador el acceso para la higiene intima, y al mismo tiempo aporta más dignidad a la persona que precisa ayuda.



DIMENSIONES:
















Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto asiento	Ancho total	Fondo	ancho asiento	Ancho entre brazos	Altura WC	Color
AD828L/G-4	48 a 60 cm	54 cm	86 cm	48 cm	43 cm	43 a 54 cm	Blanco

Accesorios



Estante bandeja



Asiento blando para silla clean



a Tapa poliuretano silla clean



Cinturón de seguridad para silla clean



Soportes laterales para silla clean



Respaldo blando para silla clean



Orinal para silla clean



Cinturón de pecho (Se recomienda su uso combinado con un cinturón de seguridad de cadera)



