



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento bañera con respaldo PORTOFINO

ref: AD816

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-y-tablas-de-banera/asiento-banera-con-respaldo-portofino>



El asiento de bañera PORTOFINO está fabricado en aluminio e incorpora respaldo para un mayor confort y seguridad en la bañera. Es muy estable y seguro para poder continuar disfrutando de un baño agradable o si se prefiere para ducharse sin que salpique el agua fuera de la bañera.




**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## CARACTERÍSTICAS:



aluminio



Producto  
inoxidable



kg  
Máximo  
135