




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asidera LIGURIA acero pintado blanco

ref: ADA569-A

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asideras/asidera-liguria-acero-pintado-blanco>



Las asideras LIGURIA permiten aumentar la independencia al ducharse o al ponerse de pie y sentarse en la taza del inodoro o en la bañera. Fabricadas en acero recubierto en epoxi de color blanco.

Funcionan como un asa robusta y segura, a la que el usuario puede agarrarse para aliviar parte del peso corporal de las piernas, reduciendo la fatiga muscular debido a la posición de pie, así como los riesgos de resbalones y lesiones. Se puede instalar en diferentes lugares del baño, según las necesidades del usuario.

Están dirigidas para personas mayores, usuarios de sillas de ruedas y a todos aquellos que necesitan un mayor apoyo durante el uso del baño.

Se requiere que el usuario tenga suficiente habilidad para agarrar firmemente la barra de agarre, así como suficiente autonomía.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Longitud	Material
ADA569-30A	30 cm	Acero pintado blanco
ADA569-45A	45 cm	Acero pintado blanco
ADA569-60A	60 cm	Acero pintado blanco

