



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Taburete giratorio ROMA

ref: AD541LU

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-giratorio-roma>



Práctico taburete inoxidable, estable y seguro. Discreto y funcional que encaja bien en cualquier baño y es ideal para platos de ducha pequeños. Con asiento giratorio para facilitar la movilidad en especial en duchas o en cuartos de baño pequeños.



aluminio



Producto
inoxidable



kg
Máximo
120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Diámetro	Altura regulable
AD541LU	33 cm	de 39 a 54 cm

