



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla de ducha y wc plegable OASIS

ref: HE300

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-y-wc-plegable-oasis>



Totalmente inoxidable, fabricada en aluminio muy ligero. Esta silla plegable es fácil de transportar y guardar cuando no está en uso, lo que la hace especialmente práctica tanto en instituciones como en domicilios.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



PLEGABLE

Se pliega fácilmente y esto representa una gran ventaja para su transporte y almacenaje en residencias y otras instituciones sanitarias y para guardarla cuando no está en uso en el hogar.



COMODIDAD

Asiento y respaldos blandos, cómodos y cálidos al tacto.



FÁCILITA LA HIGIENE PERSONAL

Incorpora cubeta orinal de serie y también se puede colocar directamente sobre el inodoro, para cuya eventualidad las ruedas delanteras llevan frenos, las ruedas traseras son entonces de difícil acceso.



ASIENTO EN U

El asiento tiene una apertura delantera, lo que proporciona un fácil acceso para la higiene íntima. Incluye cubeta orinal, tapa blanda para el asiento y el respaldo es acolchado.

FÁCIL DE MANEJAR

Su gran maniobrabilidad y sus generosas ruedas traseras de $\varnothing$ 300 mm permiten al cuidador desplazar la silla con un mínimo de esfuerzo.



Respaldo con forma anatómica y acolchado blando de PU

2 ruedas traseras de 12"

2 ruedas delanteras direccionales con frenos

Plataforma reposapiés abatible



Chasis de aluminio

Asiento con apertura delantera y tapa asiento acolchada de PU

Cubeta orinal de serie



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

MEDIDAS:



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura máxima wc
HE300	43 cm