

Asidera ergonómica de cama 2 en 1

ref: AD939

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/barandillas/asidera-ergonomica-de-cama-2-en-1>



Asidera robusta y segura, proporciona un apoyo extra para entrar y salir de la cama. Fácil de instalar con dos correas regulables.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asidera ergonómica de cama 2 en 1

Siéntase seguro al entrar y salir de la cama todos los días con la asidera de cama 2 en 1. Adecuado para canapés con una base sólida o camas articuladas con lamas, la asidera le proporciona un soporte excelente y estable. La base delgada extrafina tiene un impacto mínimo cuando se desliza debajo del colchón.

Se fija de manera efectiva y segura con dos correas.



kg

Total
3



kg

Máximo
160



Montaje sin
herramientas

