



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla plegable con respaldo reclinable APOLO R

ref: PL16

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-plegable-con-respaldo-reclinable-apollo-r>



Silla de acero plegable, con respaldo reclinable y reposacabezas. Incorpora reposapiés elevables.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Apolo R es una silla de ruedas plegable con respaldo reclinable, reposapiés elevables y cabezal. Está diseñada para proporcionar comodidad y apoyo adicional a los usuarios. Esta silla de ruedas es ideal para personas que necesitan pasar largos períodos de tiempo sentadas, ya sea por razones de movilidad reducida o discapacidad.

Chasis plegable:

El sistema de plegado facilita su transporte y almacenamiento, lo que facilita poder llevarla en vehículos o guardarla en espacios pequeños cuando no están en uso.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Respaldo reclinable

Respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160°.

El respaldo reclinable permite ajustar la posición del usuario para mayor comodidad. Esto es útil para personas que necesitan cambiar de posición con frecuencia o que tienen dificultades para mantener una postura erguida durante períodos prolongados.



Reposapiés elevables:

Al elevar los pies, se promueve una mejor circulación sanguínea a la vez que proporcionan un nivel adicional de confort. También alivia la presión y la tensión en los músculos de las piernas y los pies, especialmente durante largos períodos de estar sentado.





También está disponible en la versión autopropulsable con ruedas de 600 mm.

Las ruedas autopropulsables le permiten desplazarte con facilidad y sin necesidad de ayuda externa. También es más fácil para el cuidador maniobrar con ella.

Además, su respaldo reclinable le permite ajustar la posición para encontrar el ángulo más cómodo en cualquier situación.

22

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Ancho total	Fondo total	Altura asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo
PL16-43	43 cm	60 cm	125 cm	52 cm	41 cm	78 cm
PL16-46	46 cm	63 cm	125 cm	52 cm	41 cm	78 cm
PL18-43	43 cm	64 cm	125 cm	52 cm	41 cm	78 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

PL18-46

46 cm

67 cm

125 cm

52 cm

41 cm

78 cm

