



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla plegable con respaldo reclinable APOLO R

ref: PL16

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-plegable-con-respaldo-reclinable-apollo-r>



Silla de acero plegable, con respaldo reclinable y reposacabezas. Incorpora reposapiés elevables.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Apolo R es una silla de ruedas plegable con respaldo reclinable, reposapiés elevables y cabezal. Está diseñada para proporcionar comodidad y apoyo adicional a los usuarios. Esta silla de ruedas es ideal para personas que necesitan pasar largos períodos de tiempo sentadas, ya sea por razones de movilidad reducida o discapacidad.

### **Chasis plegable:**

El sistema de plegado facilita su transporte y almacenamiento, lo que facilita poder llevarla en vehículos o guardarla en espacios pequeños cuando no están en uso.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Respaldo reclinable**

Respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160°.

El respaldo reclinable permite ajustar la posición del usuario para mayor comodidad. Esto es útil para personas que necesitan cambiar de posición con frecuencia o que tienen dificultades para mantener una postura erguida durante períodos prolongados.



### **Reposapiés elevables:**

Al elevar los pies, se promueve una mejor circulación sanguínea a la vez que proporcionan un nivel adicional de confort. También alivia la presión y la tensión en los músculos de las piernas y los pies, especialmente durante largos períodos de estar sentado.



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## **También está disponible en la versión autopropulsable con ruedas de 600 mm.**

Las ruedas autopropulsables le permiten desplazarte con facilidad y sin necesidad de ayuda externa. También es más fácil para el cuidador maniobrar con ella.

Además, su respaldo reclinable le permite ajustar la posición para encontrar el ángulo más cómodo en cualquier situación.

22

100

### **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Ruedas traseras</b>	<b>Ancho asiento</b>	<b>Ancho total</b>	<b>Altura respaldo</b>	<b>Altura asiento</b>	<b>Profundidad asiento</b>	<b>largo total</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso máximo</b>
PL16-43	12" (305mm.)	43 cm	60 cm	78 cm	52 cm	41 cm	125/90 cm	22 Kg	100 Kg
PL16-46	12" (305mm.)	46 cm	63 cm	78 cm	52 cm	41 cm	125/90 cm	22,5 Kg	100 Kg





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

PL18-43	24" (600mm.)	43 cm	64 cm	78 cm	52 cm	41 cm	125/100 cm	23 Kg	100 kg
PL18-46	24" (600mm.)	46 cm	67 cm	78 cm	52 cm	41 cm	125/100 cm	23,5 Kg	100 Kg

