



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Comode PRÁCTICA

ref: AD500

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/comode-practica>



Elevador de asiento inodoro con reposabrazos. Este asiento es muy funcional y estable. El asiento puede ajustarse en altura y ligeramente en ángulo de inclinación para que sea más fácil levantarse. Es muy ligero, pesa solo 3,9 kg lo que permite trasladarlo con comodidad.





### **Elevador de inodoro con reposabrazos Etac Swift**

Flexible, resistente y fácil de usar

Swift Freestanding es la opción perfecta cuando desea un elevador de inodoro fácil y rápidamente. Con solo ajustarlo a la altura que prefiera y colocarlo sobre el inodoro, tiene una altura de asiento adaptada a sus necesidades y unos robustos reposabrazos que te facilitan levantarte y sentarte. Swift también puede servir como taburete de ducha, ya que está diseñado para soportar ambientes húmedos.

### **Estable pero ligero**

El taburete es extremadamente estable gracias a su gran tamaño y sus conteras antideslizantes que proporcionan un excelente agarre en superficies mojadas o irregulares. Con un peso máximo de usuario de 160 kg, se adapta bien a los usuarios más grandes, mientras que su peso ligero hace que sea fácil de mover. El asiento es regulable en altura de 42 a 57 cm y se puede ajustar con una ligera inclinación anterior que facilita aún más ponerse de pie y alivia la presión sobre las articulaciones de la cadera.

3

130

### **Tabla de medidas y modelos**

| <b>Modelo</b> | <b>Ancho total</b> | <b>Fondo total</b> | <b>Asiento a suelo</b> | <b>Ancho entre brazos</b> | <b>Altura reposabrazos</b> |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| AD500         | 56 cm              | 50 cm              | 42 - 57 cm             | 45 cm                     | 20 cm                      |

