



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asidero 90º para ducha

ref: AD577

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asideras/asidero-90-para-ducha>



De robusta construcción, en plástico ABS, de forma tubular de 45 x 25 mm.

Se puede montar tanto a derecha como a izquierda.

Especialmente útil en combinación con asientos abatibles o banquetas de ducha.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Alto | Ancho | Ángulo |
|--------|-------|-------|--------|
| AD577 | 70 cm | 40 cm | 90º |

