



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Grúa de elevación y traslado FLY STANDARD

ref: AD915-M

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-elevacion-y-traslado/grua-de-elevacion-y-traslado-fly-3-standard>



La FLY 3 STANDARD es una grúa de altas prestaciones, ideal para instituciones, con un ancho total de tan solo 66. Incorpora 4 ruedas dobles de mayor tamaño con frenos en la parte trasera, con lo que el cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad.



Es una grúa de grandes prestaciones. Soporta un peso máximo de 180 kg y gracias al diseño del mástil aumenta el espacio entre la persona y el motor de la grúa, a la vez que permite un acceso cómodo al paciente cuando hay que elevarlo de la cama.



PERCHA DE 4 PUNTOS

Permite traslados de la cama a la silla en posición sentada gracias a su percha de 4 puntos.




La gama de grúas FLY 3, disponen de unas patas amplias de apertura mecánica o eléctrica (solo en el modelo XXL). Están diseñadas para su uso en hogares e instituciones. Permite levantar al paciente del suelo con total comodidad.



Las grúas de esta gama están equipadas con dos sistemas de descenso de emergencia, uno manual y otro eléctrico. También disponen de parada de emergencia. La calidad de rodadura de las ruedas es óptima en todo tipo de superficies en suelos interiores.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



- A. Largo total: 124 cm
- B. Altura mínima de la percha al suelo: 57 cm
- C. Altura máxima de la percha al suelo: 179 cm
- D. Altura total: 135 cm
- E. Altura de las patas: 11 cm
- F. Ancho de la base cerrada: 66 cm
- G. Ancho máxima abertura de las patas: 96 cm
- H. Diámetro de giro: 133 cm



kg
Total
37



kg
Máximo
180