



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Grúa domiciliaria de bipedestación **BLUE WAYUP 3**

ref: AD899

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-domiciliaria-de-bipedestacion-blue-wayup-3>



Tercera generación de grúa de bipedestación y traslado BLUE WAYUP3, de dimensiones reducidas, diseñada para uso domiciliar. Fácil manejo y muy versátil.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Totalmente diferente a otras grúas en el mercado, la BLUE WAYUP 3 está especialmente optimizada para espacios reducidos con su extrema compacidad (ancho de base de 60 cm) y su base de inodoro notablemente baja (8 cm de altura total). Su capacidad de peso es 150 kg.



Incorpora seis ruedas, dos de ellas con frenos, para facilitar los traslados al cuidador. Su gran capacidad de carga de 150 kg. y el tipo de tracción desde las lumbares que realiza a la hora de elevar al paciente la convierten en una grúa muy versátil. Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla. Permite al paciente alcanzar la posición de pie, total o parcial.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia




### **SOPORTE DE RODILLAS**

Soporte de rodillas ergonómico fabricado en material textil y espuma para proteger las rodillas vulnerables. Equipado con una correa de pantorrilla como estándar para asegurar las piernas.



La elevación se realiza desde las lumbares, evitando la presión en las axilas.

-Ideal para uso domiciliario.  
Compacta y de gran maniobrabilidad.  
-Adecuada para espacios reducidos.



### **DIMENSIONES:**

**A-** Largo total: 91,5 cm

**B-** Altura mínima del mastil: 77 cm

**C-** Altura máxima del mastil: 116 cm

**D-** Altura total: 94,5 cm

**E-** Altura de la base: 8 cm

**F-** Ancho interior entre patas: 39 cm

**G-** Ancho total: 60 cm

**H-** Radio de giro: 89 cm

