



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla GENOVA asiento en U con brazos

ref: AD839U/B

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-portofino-asiento-en-u-con-brazos>



Con un diseño elegante y funcional a la vez, la moderna y versátil gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Asientos diseñados y fabricados en Italia con los mejores materiales, todos inoxidables y ligeros. Su concepción modular hace de esta gama justo lo que necesitamos, desde una silla completa a una banqueta, con o sin brazos, dependiendo de las necesidades y evolución de cada del usuario y de cómo éstas cambien.



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



El asiento con apertura en U facilita el acceso durante la higiene íntima. El diseño versátil de los asientos PORTOFINO permite colocar la apertura tanto en la parte delantera como en la trasera, recomendada por facilitar la labor del cuidador de persona dependiente. Los asientos PORTOFINO con brazos, ofrecen un mayor soporte a la hora de sentarse e incorporarse, y proporcionan un mayor confort al usuario. Los reposabrazos son fáciles de desmontar sin necesidad de herramientas.



aluminio



Máximo





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Alto total	Fondo total	ANCHO ASIENTO	Fondo asiento	alto asiento
AD839U/B	57 cm	75 a 90 cm	35 cm	46 cm	35 cm	39 a 54 cm

## Accesorios



- Asiento blando para banqueta y silla Portofino en U (A838UF)