

Rollator Forte

ref: AD154

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/rolators/rollator-forte>



El rollator FORTE destaca por su ligereza y diseño compacto (55 cm de ancho), ofreciendo gran maniobrabilidad y alta resistencia para un uso intensivo. Incorpora ruedas de 200 mm que mejoran la tracción y el confort en la marcha. Cuenta con un asiento acolchado de 30 x 31 cm y una bolsa discreta bajo el asiento para objetos personales. Además, se pliega de forma rápida y sencilla para facilitar su transporte y almacenamiento.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho Total	Altura Puños	Altura Asiento	Longitud Total	Ruedas
--------	-------------	--------------	----------------	----------------	--------



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

AD154

55 cm

de 79,5 a 93,5 cm

51 cm

65,5 cm

200 mm

