



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Bastón Trekking 2 en 1

ref: AD133

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/Bastones%20y%20muletas/baston-trekking>



El nuevo bastón Trekking es un concepto único en el mercado. Con solo pulsar un botón, permite transformar la empuñadura deportiva, ideal para rutas y caminatas en montaña, en una empuñadura convencional para el uso diario. Una solución versátil que se adapta al estilo de cada usuario y permite disfrutar de una estética más discreta y natural en el día a día.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	AD133O	AD133N
Color	Oro	Negro





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Regulación de altura

80 a 102 cm

80 a 102 cm

