

Reposabrazos auxiliares

ref: AD501

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/reposabrazos-auxiliares>



Esta es una solución muy práctica y económica en especial cuando no se desea o no se pueden instalar barras y asideras en las paredes. Proporciona un buen apoyo en ambos lados como ayuda para incorporarse y sentarse, y además se regula a la altura requerida. Se suministra desmontado y no requiere de herramientas para montarlo.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura regulable	Ancho Total	Fondo Total
AD501	64 - 76 cm	58 cm	45 cm