



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ducha 'Levina 125'

ref: AD809-

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-levina-125>



Una silla de ducha fabricada en aluminio, totalmente inoxidable y resistente. Muy ligera y fácil de maniobrar. Pensada para facilitar las tareas de la higiene personal. La silla se puede colocar directamente encima del inodoro o bien utilizar la cubeta incluida. Silla cómoda gracias al asiento y respaldo blandos, de tacto cálido. Posee asiento higiénico en forma de U para facilitar el acceso para la higiene íntima. Los brazos son acolchados y abatibles para facilitar la transferencia lateral. Los reposapiés, fabricados con espuma de PU, son abatibles, acolchados y cálidos al tacto para que resulten agradables en contacto con los pies desnudos. La silla de ducha Levina está disponible también con ruedas grandes, de 600 mm. y con aros para que el usuario pueda propulsar la silla.



Producto
inoxidable



kg
Total
12



kg
Máximo
120





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento	Alto respaldo	Fondo total	Alto total
AD809	55 cm	44 cm	42 cm	54 cm	42 cm	80 cm	93 cm

