



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla WC '3 en 1'

ref: AD905

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-con-inodoro/silla-wc-3-en-1>



Silla desmontable y totalmente inoxidable, recomendada para ambientes húmedos. Además de poderse utilizar junto a la cama como silla de WC, se puede colocar sobre el inodoro a modo de elevador de WC con apoya brazos como ayuda extra para sentarse / levantarse. Ligera y portátil, pesa menos de 4 kg.

- Desmontable rápidamente
- Fácil de transportar



Producto
inoxidable



kg
Total
3



kg
Máximo
110



Montaje sin
herramientas



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Alto asiento	Fondo	Ancho e/brazos	Ancho orificio	Fondo orificio
AD905	53 cm	48 - 58 cm	49 cm	48 cm	21,5 cm	24,5 cm

